

Angebote

September – Dezember 2025



DIAGONAL

Ihr Laborfachhandel
für Wirtschaftlichkeit und Qualität

Multiparameter-Labormessgerät MultiLab® Pro 40 IDS



Modernes Hochleistungs- Multiparameter-Messgerät mit 4 galvanisch getrennten Messkanälen für pH, Redox, mV, Leitfähigkeits-, Sauerstoff-, ISE (in Kürze verfügbar)- und Trübungsmessung.

Bis zu 4 gleiche oder unterschiedliche Parameter können simultan gemessen werden.

Mit seinem brillanten 7"-Touchdisplay unter hygienischer Glasscheibe ist er der perfekte Begleiter für anspruchsvolle Aufgaben, auch in kritischen (GxP) Bereichen. Machen Sie sich mit dem MultiLab® Pro IDS unabhängig von Kabeln und nutzen Sie Funkmodule in Verbindung mit Intelligenten Digitalen Steckkopfsensoren (IDS) und messen Sie bequem zum Beispiel unter Abzügen oder Sicherheitswerkbänken.

- Einfache Handhabung
- LIMS ready
- GxP konform
- Kompakt und funktional
- Bis zu 4 Parameter gleichzeitig messen

Gerätedemo
gewünscht?
Rufen Sie
uns an!



NEU

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
MultiLab Pro 40 IDS	1 Stk.	1FD780	3.603,00	2.432,00
Lieferumfang: Gerät mit Stativ und Netzteil				
MultiLab Pro 40 IDS S4	1 Stk.	1FD78K	5.783,00	3.903,00
Lieferumfang: Gerät mit Stativ und Netzteil, inklusive SenTix® 980 (pH), SenTix® ORP-T 900 (Redox), TetraCon® 925 (LF), FDO® 925 (O ₂) und Zubehör (Puffer und LF-Standard)				

Auch als Set mit
Wireless-Zubehör
erhältlich.

2.432,-

Multiparameter-Taschenmessgerät MultiLine® Multi 3620 IDS

Hochwertiges, digitales, tragbares IDS Multiparameter-Messgerät mit 2 universellen Messkanälen.

- Gerät für bis zu vier Parameter:
pH/Redox, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit und Trübung
- Zukunftsfähig, da funkvorbereitet für die IDS Wireless-Module
- Gleichzeitige Anzeige aller Messwerte
- Digitale Sensorerkennung
- Zwei galvanisch getrennte Messeingänge
- QSC-Funktion zur perfekten Zustandskontrolle
der IDS pH-Elektroden



Weitere
Geräte und Sets
mit 1-3
Messkanälen auf
Anfrage!



1.056,-

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
MultiLine® 3620 IDS	1 Stk.	2FD560	1.565,00	1.056,00
Lieferumfang: Einzelgerät im Tragekoffer mit Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro.				
MultiLine® 3620 IDS Set C	1 Stk.	2FD56C	2.400,00	1.620,00
Lieferumfang: Multi-Set im Tragekoffer mit IDS-Sensoren (SenTix® 940, TetraCon® 925, QSC-Kit (EVE-pflichtig), Puffer STP 4 und STP 7, 0,01 mol/l KCl Leitfähigkeitsstandard, Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät, Armierung SM Pro.				



2FD56C

Alle Preise in € zzgl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 200,- € Netto-Warenwert. Bis 200,- € anteilige Versandkosten 17,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

gültig vom
01.09 bis 31.12.2025

PP-96-Well-Mikrotestplatten für die Lagerung

Frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
Polypropylen, 128 x 85 mm, natur.

ab
255,50



Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
1 ml, U-Boden, 5 Stk. / Beutel	50 Stk.	780215	255,50
1 ml, U-Boden, einzeln verpackt	50 Stk.	780201	265,00
1 ml, U-Boden, steril, einzeln verpackt	50 Stk.	780261	289,00
2 ml, V-Boden, 5 Stk. / Beutel	50 Stk.	780285	290,00
2 ml, V-Boden, steril, einzeln verpackt	50 Stk.	780271	320,95

Impfnadel / Impfösen

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
gelb, PS, steril, 200 mm, 50 Stk./Beutel	2000 Stk.	731180#0	73,70
weiß, 1 µl PS, steril, 200 mm, 50 Stk./Beutel	2000 Stk.	731101	70,70
blau, 10 µl, PS, steril, 200 mm, 50 Stk./Beutel	2000 Stk.	731170	70,70

ab
70,70



Küvetten

Besonders geeignet für enzymatische Bestimmungen, da die sehr dünne Wandstärke eine schnelle und gleichmäßige Temperierung ermöglicht.

7,50

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
Halbmicro, 12,5 x 12,5 x 45 mm, PS, glasklar	100 Stk.	613101	7,50
Macro, 10 x 10 x 45 mm, 4 ml, PS, glasklar	100 Stk.	614101	7,50



Einmalpipetten

Steril und pyrogenfrei. Einzeln in Papier/Plastik- Verpackung.
Eine speziell ausgeformte Spitze verhindert auch bei größeren Volumina das Nachtropfen.

Volumen	Länge	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
1 ml	277 mm	1000 Stk.	604181	101,00
2 ml	277 mm	1000 Stk.	710180	105,00
5 ml	341,5 mm	200 Stk.	606180	26,00
10 ml	343 mm	200 Stk.	607180	26,00
25 ml	343 mm	200 Stk.	760180	43,00
50 ml	343 mm	100 Stk.	768180	68,00

Röhrchen

15 ml, 17 x 120 mm, PP, konisch
Natur, steril, blau graduert,
mit Schraubverschluss.

ab
59,-

Ausführung	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
Gesteckt in Styroporbox	500 Stk.	188261	62,00
In Beuteln	1000 Stk.	188271	95,00

50 ml, 30 x 115 mm, PP, konisch natur, steril, blau graduert, mit Schraubverschluss.			
In Beuteln	500 Stk.	227261	59,00



ab
25,60

Reaktionsgefäße

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Aktionspreis
1,5 ml PP, für Eppendorf geeignet natur mit Deckel, graduert, 500 Stk./Beutel	4000 Stk.	616201	36,00
2,0 ml PP, für Eppendorf geeignet natur mit Deckel, graduert, 500 Stk./Beutel	4000 Stk.	623201	75,00
5,0 ml PP, natur mit Deckel, graduert, 100 Stk./Beutel	1000 Stk.	622201	113,00
5,0 ml PP, steril, natur mit Deckel, graduert, 100 Stk./Beutel	1000 Stk.	622261	124,00
1,5 ml PP 10/45 mm, natur, konisch, Stehrand, 500 Stk./Beutel	500 Stk.	717201	25,60
2,0 ml PP 10/45 mm, natur, konisch, Stehrand, 500 Stk./Beutel	500 Stk.	722201	25,60
5,0 ml PP natur, konisch, Schraubverschluss blau separat, graduert, 100 Stk./Beutel	500 Stk.	725201	112,50
5,0 ml PP, steril natur, konisch, Schraubverschluss blau, graduert, 50 Stk./Pack	500 Stk.	725261	140,50

PCR

GenLadder 100 bp + 1.5 kbp (ready-to-use) DNA-Marker

GenLadder 100 bp + 1.5 kbp (ready-to-use) ist ein 100 bp DNA-Marker, der ideal geeignet ist, die Größe der doppelsträngigen DNA zwischen 100 und 1500 Basenpaaren zu bestimmen.

- Ready-to-use Ladepuffer
- 10 Fragmente zwischen 100 und 1000 bp
- Zusätzliche Banden bei 1500 bp und 3000 bp
- Banden doppelter Intensität bei 500 bp und 1500 bp als Referenzpunkte
- Alle Fragmente sind blunt-ended

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
50 µg	GM3094.0050	36,75	19,32
5 x 50 µg	GM3094.5050	147,00	102,90

30%

Agarose LE – Standardagarose

Zur Trennung von DNA im Größenbereich zwischen 50 bp und 20 kbp für die Herstellung präparativer und analytischer Gele in der Routine Gelelektrophorese. Mit sehr niedrigem EEO-Wert und niedriger DNA-bindender Aktivität.

- Standard Melting Point
- Separation range: 100 bp to 25 kbp
- Low EEO

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
100 g	M3044.0100*	85,60	59,92
250 g	M3044.0250*	133,75	93,63
500 g	M3044.0500*	156,00	109,20
1000 g	M3044.1000*	287,50	201,25

30%

RedMastermix

PCR-Mastermix mit rotem Farbstoff zur Visualisierung der Pipettierschritte und als Trackingdye für die Agaroselektrophorese. Die PCR-Reaktion kann am Ende direkt auf das Agarosegel aufgetragen werden.

- Einfaches Nachverfolgen der Pipettierschritte
- Robuste Performance
Hochstabile PCR-Mastermix
- Koloniescreening
Optimiert für schnelle Screenings
- Keine Zusatzschritte
Ladepuffer bereits enthalten
- Praktisches Format
1,5 ml Aliquotgröße für einfaches Handling

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
2 x 1,25 ml	M3029.0100*	56,25	28,13
10 x 1,25 ml	M3029.0500*	236,00	118,00
50 x 1,25 ml	M3029.2500*	795,00	397,50

50%

GENAXXON bioscience


SafeGel red stain für die DNA Elektrophorese

SafeGel red stain ist ein äußerst sensibler Fluoreszenzfarbstoff zum Färben von Nukleinsäuren, der das toxische, keimbahnmutagene Ethidiumbromid (EtBr) zum Färben von dsDNA, ssDNA oder RNA in Agarose- oder Polyacrylamidgelen ersetzt.

- Sicherer als EtBr
- Ultra-empfindlich
Viel empfindlicher als EtBr
- Extrem stabil
- Perfekt kompatibel
mit einem Standard-UV-Transilluminator
- Einfache Entsorgung

40%

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
500 µl	M3193.0500	87,50	52,50
2 ml	M3193.2000	275,00	165,00
5 ml	M3193.5000	545,00	327,00
10 ml	M3193.1010	895,00	537,00



Beim Nachweis mit Blau/Grün LED's empfehlen wir **SafeGel green stain**.

Proteinase K

Lösung 20 mg/ml – PCR tauglich

Proteinase K ist eine robuste und vielseitige Serinprotease, die in der Molekularbiologie häufig für den Verdau von Proteinen in Nukleinsäurepräparaten verwendet wird.

- Sehr hohe Reinheit
- Hohe Aktivität
- Aktiv unter denaturierenden Bedingungen
- Erhältlich als Pulver oder Lösung
mit verschiedenen Aktivitätsbereichen
- Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
z.B. Vorbereitung von chromosomaler DNA für PFGE, Abbau von Nukleasen, Isolationsgenomischer DNA

50%

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
1 ml	M3037.0001*	9,50	4,75
5 ml	M3037.0005*	45,00	22,50

*Produkt ist kühlpflichtig und muss entsprechend seinen Anforderungen verschickt werden. Hierdurch entstehen Mehrkosten in Höhe von 20,- € /Lieferung. Alle Preise in € zzgl. MwSt., solange Vorrat reicht. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab 200,- € Netto-Warenwert. Bis 200,- € entfallen Versandkosten 17,50 €. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Diagonal GmbH & Co. KG. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Gültig bis 31.12.2025.

Bacillol® 30 Sensitive Tissues

Materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher für sensible Oberflächen.

- 100% plastikfreie Tücher
 - Frei von Mikroplastik
 - Schnell wirksam mit guten Reinigungseigenschaften
 - Besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Materialien wie: Polycarbonat (PC) Acrylglas (PMMA) und Polysulfon
 - Ohne Handschuhe anwendbar sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen
 - Hautverträglich & allergiefreundlich
- SGS Institut Fresenius & ECARF-zertifiziert



Die Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues Big Pack haben einen bis zu 30 % geringeren CO₂-Fußabdruck als PET-Tücher im Flowpack.



NEU

16,72



Wandhalter



Halter flex

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues Big Pack	160 Tücher Flowpack Größe 18 x 20 cm	981983	23,88	16,72
Zubehör				
Flowpack-Wandhalter, Edelstahl	1 Stk.	981205	42,47	36,00
Flowpack-Halter flex, Edelstahl	1 Stk.	981899	49,85	42,50

Sterillium® classic pure

- Breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzid PLUS
- Farbstoff- und parfümfrei, geeignet für empfindliche Haut
- Ganzjahresprodukt mit bewährtem Hautpflegekomplex
- Sehr gut hautverträglich u. rückfettend
- Erhöht die Hautfeuchtigkeit, erhält die Elastizität sowie die natürliche Glätte



ab 5,36

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack	Aktionspreis
500 ml	975122	7,65	5,36
1000 ml	975123	13,54	9,48
5000 ml	975125	62,42	43,70

Sterillium® Virugard

- Voll viruzid: umfassend wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren
- Inaktiviert Noroviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- Farbstoff- und parfümfrei
- Hautverträgliche Alternative zu chlor- u. phosphorsäurehaltigen Produkten



ab 2,33

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack	Aktionspreis
100 ml	306610	3,33	2,33
500 ml	306650	8,92	6,25
1000 ml	306600	15,68	10,98

Bacillol® AF

- Gebrauchsfertige Lösung
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Schnell und breit wirksam
- Rückstandsfreie Auftrocknung
- Gute Benetzung
- Ohne Handschuhe verwendbar*
- ECARF-zertifiziert: professionelles Allergiker und Asthmatiker freundliches Flächendesinfektionsmittel



ab 4,45

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis/Pack	Aktionspreis
500 ml	973385	6,38	4,45
1000 ml	973380	11,05	7,70
5000 ml	973389	50,89	35,00

Bacillol® Tissues

- Gebrauchsfertige, mit Bacillol AF getränkte Desinfektionstücher
- Einfache Entnahme aus praktischer Spenderdose, nachfüllbar



6,50

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Spenderdose mit 100 Tüchern	1 Stk.	975670	9,15	6,50
Nachfüllbeutel Tücher	100 Stk.	975673	7,81	5,50

Großes Sortiment
Desinfektionsmittel
vorrätig!

29,-



11,40

Bacillol® Wipes

- Gebrauchsfertige, mit Bacillol AF getränkte Desinfektionstücher
- Einfache Entnahme aus praktischer Spenderdose, nachfüllbar

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
Standbodenbeutel mit 90 Tüchern	1 Stk.	976350	41,90	29,00
Tuchspender	1 Stk.	981374	16,34	11,40

BagMixer® 400 SW

Laborhomogenisator 400 ml • Glastür & Flüssigkeitssensor

Die Glastür ermöglicht die Überwachung des Mischvorgangs. Für alle Anwendungsarten geeignet, gewährleistet er eine optimale Extraktion und verhindert die Gefahr einer Kreuzkontamination.

- Optimales Volumen für die Homogenisierung: 50 - 400 ml
- Variable Geschwindigkeit: 4, 6, 8, 10 Schläge/Sekunde
- Einstellbare Dauer: 1 Sek - 1 Stunde oder ∞/ Count-Down
- Abnehmbare Paddles Click & Clean
- Geräuscharme Homogenisierung: leiser als 48 dB

Geräte-
vorführungen
gewünscht?
Rufen Sie
uns an!



3.698,-

Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
1 Stk.	025100	5.377,30	3.698,00



Homogenisator BagPipet und BagTips steril

BagPipet gestattet das Pipettieren mit seinen BagTips-Halmen. Mit fixen Volumina von 0,1, 0,9 oder 1 ml.

Artikel	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
BagPipet	1 Stk.	251091	311,70	249,36
BagTips Regular, 190 mm	1000 Stk.	252019	52,10	26,05
BagTips Jumbo, 240 mm	1000 Stk.	252024	54,70	35,56



Homogenisator BagSystem Probenbeutel

Die Beutel haben eine hohe Stabilität. In den Beuteln eingesetzte Filter filtern die Flüssigkeit während der Probenaufbereitung und halten Probenartikel zurück. Steril verpackt zu 25 Stück.

Artikel	Ausführung	Breite x Höhe	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
BagLight 400 PolySilk	ohne Filter	175 x 300 mm	500 Stk.	132025	61,10	36,66
BagFilter 400P	seitlicher Filter	190 x 300 mm	500 Stk.	111425	230,00	115,00
BagPage Plus 400	ganzseitiger Filter	190 x 300 mm	500 Stk.	122025	230,00	115,00

Homogenisator RollBag® Probenbeutel steril

RollBag® ist ein steriler Probenbeutel mit wasserdichtem Klebeverschluss für die Entnahme von flüssigen oder festen Proben. RollBag® ist platzsparend und reduziert die Lager- und Versandkosten.

Da RollBag® metallfrei ist, können Sie ihn problemlos autoklavieren oder in einem weichen, nicht perforierenden Bioabfallbehälter entsorgen, der autoklaviert oder verbrannt und zerkleinert werden kann. Dadurch kann die Abfallkategorie in eine kostengünstigere Kategorie herabgestuft werden!

Maße	Volumen	Pack.-Gr.	Best.-Nr.	Preis	Aktionspreis
7,5 x 20 cm	110 ml	500 Stk.	145072	93,60	60,84
11,0 x 20 cm	200 ml	500 Stk.	145112	102,70	66,76
11,0 x 30 cm	620 ml	500 Stk.	145113	119,60	77,74
11,0 x 25 cm	400 ml	500 Stk.	145115	113,00	73,45
14,0 x 23 cm	400 ml	500 Stk.	145142	117,00	76,05
14,0 x 33 cm	850 ml	500 Stk.	145143	141,60	92,04
17,5 x 30 cm	1.100 ml	500 Stk.	145173	148,10	96,27
17,5 x 40 cm	1.800 ml	500 Stk.	145174	148,10	110,63



and that's
it!

ab
60,84

Mini Zentrifuge CD-1008

- Zwei verschiedene Deckelfarben (grün, blau)
- Maximale Drehzahl von 7.000 rpm
- Sehr leiser Lauf (<45 dB)
- Doppelte Deckelverriegelung
- Einfacher Wechsel des Rotors
- Start/Stop durch Öffnen und Schließen des Deckels
- Rotoren CD 08-2 (8 x 1,5/2 ml) und CD 02-PCR 8 (2 x 8 x 0,2 ml) sowie Adapter CD08-A02 und CD08-A05 im Lieferumfang enthalten
- Leistung 20 W

129,-



249,-



Mini Zentrifuge CD-1012

- Max. Drehzahl 10.000 U/min (7.490 g)
- OLED-Display für Geschwindigkeit und Zeit
- Gleichstrommotor sorgt für einen leisen Betrieb (<58 dB)
- Robuster Kombi-Rotor für 12 x 0,5 / 1,5 / 2 ml Tubes oder 4 x PCR 8 Streifen
- Werkzeugfreie Montage des Rotors
- Inklusive Adapter für 0,5 und 0,2 ml Tubes
- Leiser Lauf, sanftes Beschleunigen bzw. Abbremsen
- Geringer Platzbedarf, geringes Gewicht (1,5 kg)

Deckel	Pack.-Gr.	Best-Nr.	Preis	Aktionspreis
Grün	1 Stk.	CD-1008 G	189,00	129,00
Blau	1 Stk.	CD-1008 B	189,00	129,00

Pack.-Gr.	Best-Nr.	Preis	Aktionspreis
1 Stk.	CD-1012	289,00	249,00

Analoger Rotator und Disk-Mischer

- Inklusive Zubehör für 2 ml, 15 ml und 50 ml Tubes
- Variable Drehzahl 5 – 80 rpm
- Kompakte Bauform
- Rutschfeste, justierbare Schraubfüße
- Leicht zu reinigendes Gehäuse
- Leistung: 20 W
Spannung: 100-240 V
Frequenz: 50/60 Hz




359,-

RS-RD 5
220 x 300 x 310 mm (BxTxH)

Maximale Bestückung RS-RR 5 und RS-RD 5

Aufsatz / Halteclips	1,5 / 2 ml	15 ml	50 ml
RS-RR 5	34	20	12
RS-RD 5	48	8	8

Artikel	Pack.-Gr.	Best-Nr.	Preis	Aktionspreis
Rotator	1 Stk.	RS-RR 5	525,00	359,00
Disk-Mischer	1 Stk.	RS-RD 5	525,00	359,00



359,-

RS-RR 5
530 x 150 x 190 mm (BxTxH)

Beheizter Mehrstellen Magnetrührer

- Digitaler 4-Stellen Magnetrührer mit integrierter Reglerfunktion
- Anschluss für externe PT-1000
- Jede Rührstelle getrennt steuerbar, 4 x 135 mm
- Rührplatte in Edelstahl mit Porzellan überzogen
- Indikator für heiße Oberflächen
- Integrierte Regelfunktion, kein Kontaktthermometer erforderlich
- Maximale Rührmenge 4 x 3 L H₂O
- Drehzahl 200 - 1.500 rpm / RT +5 – 340 °C
- Leistung: 4 x 515 W / Spannung: 200-240 V / Frequenz: 50/60 Hz
- Stative und Temperaturfühler sind im Lieferumfang enthalten

1.285,-



Artikel	Pack.-Gr.	Best-Nr.	Preis	Aktionspreis
Magnetrührer	1 Stk.	RSM-03-4KH	1.890,00	1.285,00